
Hypro-Sorb[®] M Matrix

Atelo-Kollagen Typ I Matrix



Vorteile der Hypro-Sorb M Matrix

- Permanente Verfügbarkeit und Sicherheit
- Nutzung von Eigengewebe des Patienten nicht notwendig
- Hohe Verträglichkeit
- Verlässliche klinische Resultate
- Kosteneffektiv



Hypro-Sorb® M Matrix
50 x 50 x 0,8 mm



Hypro-Sorb® M Matrix
50 x 50 x 2 mm

Anwendungsbereiche

Die Hypro-Sorb M Matrix kann in den folgenden chirurgischen Bereichen eingesetzt werden:

- Orthopädie
- Wirbelsäulen- und Neurochirurgie
- Plastische Chirurgie
- Urologie
- Gynäkologie
- Allgemeinchirurgie

Zusätzlich zu diesen Anwendungsfeldern bieten wir Matrizen für die Implantologie und MKG-Chirurgie.

Postoperative Pflege

Im Fall einer Wundöffnung und einer Matrixexposition wird üblicherweise eine antimikrobielle Behandlung empfohlen. Eine Matrixentnahme ist nicht notwendig. Durch externe Einflüsse (z.B. Speichel, Salzgehalt etc.) kann sich die Resorptionszeit der Matrix beschleunigen. Die Eigenschaften von Kollagen können die Heilung einer offenen Wunde positiv beschleunigen.

Wichtige Informationen

Zusammensetzung:

Hypro-Sorb M ist ein reines, natives (99,9% kristallines), resorbierbares, bovines, steriles Atelo-Kollagen (99,9% Kollagen Typ I ohne Telopeptide)

Haltbarkeit:

Fünf Jahre nach Herstellungsdatum.

Lagerung:

Die Hypro-Sorb M Matrix muss bei Temperaturen von -25°C bis +50°C an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Hypro-Sorb M Matrix Produktportfolio

Produktname	Kat.-Nr.	Größe	Beschreibung
Hypro-Sorb M Matrix Stärke: 0.8 mm	060	25 x 25 x 0.8 mm	Reine, kristalline, bovine Atelo-Kollagen-Matrix für chirurgische Indikationen in der: <ul style="list-style-type: none"> • Orthopädie • Wirbelsäulen- und Neurochirurgie • Plastischen Chirurgie • Urologie • Gynäkologie • Allgemeinchirurgie Jeweils 1 Matrix pro Packung.
	061	25 x 50 x 0.8 mm	
	062	40 x 60 x 0.8 mm	
	063	50 x 50 x 0.8 mm	
	064	50 x 100 x 0.8 mm	
	065	75 x 75 x 0.8 mm	
	066	100 x 100 x 0.8 mm	
	067	100 x 125 x 0.8 mm	
	068	125 x 175 x 0.8 mm	
069	125 x 200 x 0.8 mm		

Produktname	Kat.-Nr.	Größe	Beschreibung
Hypro-Sorb M Matrix Stärke: 2 mm	040	25 x 25 x 2 mm	Reine, kristalline, bovine Atelo-Kollagen-Matrix für chirurgische Indikationen in der: <ul style="list-style-type: none"> • Orthopädie • Wirbelsäulen- und Neurochirurgie • Plastischen Chirurgie • Urologie • Gynäkologie • Allgemeinchirurgie Jeweils 1 Matrix pro Packung.
	041	25 x 50 x 2 mm	
	042	40 x 60 x 2 mm	
	043	50 x 50 x 2 mm	
	044	50 x 100 x 2 mm	
	045	75 x 75 x 2 mm	
	046	100 x 100 x 2 mm	
	047	100 x 125 x 2 mm	
	048	125 x 175 x 2 mm	
	049	125 x 200 x 2 mm	

Die Hypro-Sorb® M Matrix ist ein Medizinprodukt der Klasse III, und wurde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften klinisch getestet und zertifiziert von der Prüfstelle CE 1023; mit dem EG-Zertifikat Nr. 09 0627 QS/NB und dem EG-Prüfzertifikat des Typs 09 0628 CN/NB.